

eka-Lpt Lagerungskissen mit Nässeschutzbezug

REINIGUNG

mittels Wischdesinfektion:

Um die Produkteigenschaften des Materials weiter sicherzustellen, empfehlen wir für die Wischdesinfektion folgende Produkte:

- Dimozon pur 4%
- Formaldehyd 30%
- Incidin Plus 2%
- Acryl-des 100
- Descogen 10%
- Mikrozid AF liquide 100%
- Perform 6%
- TPH protect 4%

Das eingesetzte Desinfektionsmittel muss entsprechend den Angaben des Herstellers (Konzentration, Einwirkzeit, Anwendungsbereich) verwendet werden, um eine wirksame Desinfektion sicherzustellen.

Beachten Sie hierzu bitte die Herstellerhinweise!

Weitere Reinigungsanweisungen entnehmen Sie bitte dem Annäher am Produkt.